

FICHA TECNICA

Apósito de film transparente**Askina® Derm**

1.0 DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Askina® Derm es un apósito de film transparente, adhesivo, de poliuretano, que mantiene un medio ambiente húmedo, conduce a una curación natural y previene la formación de costra.

El adhesivo está protegido por tres hojas de retiro para facilitar la aplicación. El film tiene un protector de poliéster que procura estabilidad al usar el producto.

Composición:

- 0,05mm film de poliuretano con una capa de acrílico médico adhesivo por un lado
- Capa de poliéster
- Tres hojas para retiro

2.0 APLICACIONES:

2.1 Indicaciones:

- Para el tratamiento de quemaduras menores, úlceras por presión estadio I, heridas post-quirúrgicas y zonas dadoras
- Protección contra la pérdida de continuidad de la piel debido a fricción y roce o exposición continua a humedad
- Fijación de catéteres

2.2 Contra-indicaciones:

- En caso de infecciones o aspectos inflamatorios, dejar de utilizar Askina® Derm y dar aviso médico. Utilizar Askina® Derm cuando las condiciones normales de curación estén de nuevo presentes.

3.0 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Film transparente que respira

4.0 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

4.1 Físico

Producto	Valores	Reporte del Test
Adhesividad	150-250gf/10mm	BBH 11.22
Transmisión de vapor de agua	700-1000 g/M ² /24hrs	BBH 11.27
Impermeable al agua	Si	BP (Apéndice XXK)

* Los métodos del test están disponibles según demanda

FICHA TECNICA

Apósito de film transparente	Askina® Derm
-------------------------------------	---------------------

4.2 Dimensiones

6 x 7 cm; 10 x 12 cm; 10 x 20 cm; 15 x 20 cm; 30 x 20 cm.

5.0 SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

Test	Resultado	Método
Irritación Primaria de la Piel	Sin Irritación Primaria	
Citotoxicidad en Cultivo de Tejido Test usando L929 Cells, con Reference Report: HOSP062	Material del Test no tóxico para NCTC L929 Cells	ISO 10993-5 Método de Contacto Indirecto (Agar Diffusion)

6.0 DISPONIBILIDAD

Askina® Derm es disponible en los siguientes formatos:

Referencia	Descripción	Tamaño	Unidades por caja	Caja por caja americana	Caja americana por pallet
F72033	Askina Derm	6 x 7 cm	100	6	90
F72036	Askina Derm	10 x 12 cm	50	8	90
F72037	Askina Derm	10 x 20 cm	10	21	90
F72038	Askina Derm	15 x 20 cm	10	14	90
F72039	Askina Derm	30 x 20 cm	10	7	90

6.1 Embalaje

El embalaje del apósito se compone de un film translucido de poliéster por un lado y de una capa lacada por el otro.